



COME PREPARARSI ALL'ANALISI DEL CORTISOLO SALIVARE

Procedura di raccolta del campione:

1 Non assumere cibo, bevande o medicinali nell'ora precedente la raccolta del campione.
Schiacciarsi la bocca con un bicchiere d'acqua almeno 5-10 minuti prima della raccolta e lavarsi le mani.
Non effettuare la raccolta in presenza di sanguinamenti del cavo orale.

2 Estrarre il tampone dalla provetta Salivette e lasciare in bocca per 2 minuti senza masticare.

In caso di produzione estremamente scarsa di saliva, è possibile lasciare in bocca più a lungo.

Raccogliere i campioni nei seguenti orari:
8-9; 11-12; 16-17; 23-24

Riportare su ogni provetta il giorno e l'orario in cui è stato raccolto (per es. 8-9)

3 Dopo la raccolta del campione conservare in frigo a 2-8°C senza effettuare nessuna ulteriore manipolazione.

IMPORTANTE: Il campione di saliva dovrà essere raccolto con il dispositivo dedicato SALIVETTE, da ritirare presso uno dei punti LAMM, diversamente il campione non potrà essere analizzato.